

LPA-SAFETY™

TRAUMA



LPA-Safety™ är ett set med positioneringskuddar för TraumaTransfer™. En innovation utvecklad och konstruerad av Anders Erlandsson och Eson Comfort. Denna lösning är utvecklad för att ge en mer komplett helkroppssimmobilisering, än TT-SIP™ och Pelfix™. Tillsammans med våra nyutvecklade bälteslösningar, ger det lättanvända och komfortabla lösningar. Konceptet ger ett bättre stöd och säkrare förflyttningar av traumapatienter eller andra svårt sjuka patienter. Stor vikt har lagts vid att optimera funktion och användarvänlighet.

- OPTIMERAD FÖR TRAUMATRANSFER™
- SÄKRA FÖRFLYTTNINGAR
- TRYCKAVLASTANDE



LPA-Safety™

Innovation och konstruktion Anders Erlandsson och Eson Comfort



Arm-Safety™ - Håller armarna korrekt positionerade vid alla transporter med TraumaTransfer™. Kudden är utformad för att på ett komfortabelt sätt, forma sig runt kroppen.



Pelvis-Safety™ - Fixerar båda sidor runt höften. Genom att kudden är formad och tillverkad i ett komfortskum, anpassar den sig efter kroppen.



Legs-Safety™ - Fixerar benen vid förflyttning och transport på TraumaTransfer™.

LPA-Safety™ är certifierat för användning med TraumaTransfer™.

ESON COMFORT

www.esoncomfort.se

“WE INVENT THE FUTURE”

Godkända och Certifierade engångslösningar för TraumaTransfer™

OBS! Vi avråder starkt från användning av andra icke godkända lösningar, då det finns bevisat osäkra och miljökadliga lösningar på flera svenska sjukhus, vars utseende är ganska snarlika våra original.




TT-Cover K-Light 2020™ - Engångsoverdrag med separata huvudkuddar till TraumaTransfer™. Värmer patienten och skyddar madrassen. Reducerar tiden för rengöring.



TT-Headfix K-Light 2020™ - Immobiliseringslösning till TraumaTransfer™. Kompletterar TT-Cover K-Light 2020™, när inte heltäckande lösning efterfrågas.

Används vid lägprioriterat traumafall.




TT-Cover 2014™ - Engångsoverdrag till TraumaTransfer™. Värmer patienten och skyddar madrassen. Integrerad huvudfixation förenklar handhavandet. Reducerar tiden för rengöring.

Används vid högprioriterat traumafall.

TT-Headfix 2014™ - Patenterad immobiliseringslösning för TraumaTransfer™. Kompletterar TT-Cover 2014™, när inte heltäckande lösning efterfrågas.

Används vid lägprioriterat traumafall.



PRODUKTINFORMATION

LPA-Safety™ är ett set av positioneringskuddar bestående av - Leg-Safety™ för immobilisering av benen - Pelvis-Safety™ - två kuddar som omsluter höfterna - Arm-Safety™ - immobilisering av armarna. Kuddarna är formade i en 44 kg:s kallskum, med ett överdrag i PU-belagd sjukhusväv. Överdraget har sydda och vätsketätade sömmar, för att få starkast möjliga lösning. Klarar cigarett- och antändningstest enligt svensk standard utan tillsättning av flamskyddsmedel. Produktionen sker utan användning av CFC. Konstruktionen ger inga artefakter. TraumaTransfer™ klarar kravet på minimal attenuering av röntgen-strålning.

ART.NR

NAMN

LPA	Set med Leg-Safety™, två stycken Pelvis-Safety™ och Arm-Safety™
LPA1	Leg-Safety™ 50 x 17 x 17 cm
LPA2	Pelvis-Safety™ 50 x 17 x 17 cm
LPA3	Arm-Safety™ 50 x 17 x 17 cm

Tillval / reservdelar

Specialform eller del av LPA-Safety™ mm.

Tvättråd

Tvättas med sprit- tvålösning eller Virkon 1%.

Konceptet LPA-Safety™ är utvecklat och konstruerat av Anders Erlandsson.

CE Registrationcode



ESON COMFORT
Idé-Möbler i Landeryd AB
Centrumvägen 7
SE-314 94 LANDERYD

Tel +46 (0)371-40051
info@esoncomfort.com

Copyright 1999-2016 Eson Comfort / Idé-Möbler i Landeryd AB.

All rights reserved